

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	712146
<b>Désignation</b>	Cône liquidator 96 lts 200 µl



---

### Description :

- ✓ Cônes en portoir, volume max. 200 µL, pour système de pipetage de paillasse Liquidator™ 96 avec LTSTM, 960 cônes en 10 portoirs de 96 (LQR-200)
- ✓ Cônes pour volumes moyens
- ✓ Cônes pour applications de volumes moyens pour les systèmes de pipetage de paillasse
- ✓ En portoir
- ✓ Format SBS standard.
- ✓ Technologie de cône Système LTS (LiteTouch System)
- ✓ Plage de volume 5 µL – 200 µL
- ✓ Volume 200 µL
- ✓ Filtre Non
- ✓ Non stérilisé
- ✓ Volume maximal 200 µL
- ✓ Montant/Quantité : 960 cônes dans 10 portoirs

### Unité de vente :

960 Cônes

---