

FICHE TECHNIQUE

Référence	712147
Désignation	Cône liquidator 96 lts 200 µl stérile



Description :

- ✓ 200 µL, cônes BioClean en portoirs. Pour système de pipetage de pailleuse Liquidator™ 96 avec LTSTM, pré-stérilisés, 960 cônes en 10 portoirs de 96 (LQR-200S)
- ✓ Facile et pratique
- ✓ La solution la plus simple pour stocker et charger les cônes. Au format 96 résistant et réutilisable. Chargement rapide, bonne protection et autoclavable.
- ✓ BioClean - 100 % inerte
- ✓ Format SBS standard.
- ✓ Production parfaite et design LTS innovant. Aucune déformation, aucune fissure, aucune bavure : juste la forme idéale.
- ✓ Technologie de cône Système LTS (LiteTouch System)
- ✓ Plage de volume 5 µL – 200 µL
- ✓ Sans filtre
- ✓ Stérile
- ✓ Conditionnement 960 cônes dans 10 portoirs

Unité de vente :

960 Cônes liquidator
