

FICHE TECHNIQUE

Référence	712148
Désignation	Cône liquidator 96 lts 200 µl stérile à filtre



Description :

- ✓ 200 µL, BioClean, cônes à filtre en portoirs 200 µL, pour système de pipetage de pailleuse Liquidator™ 96 avec LTSTM
- ✓ Protection contre la contamination par aérosol
- ✓ Le filtre hydrophobe forme une barrière solide contre les aérosols et les liquides. Aucune contamination, aucun additif, aucune décomposition, juste la protection pure.
- ✓ BioClean - 100 % inerte
- ✓ Format SBS standard.
- ✓ Des performances irréprochables !
- ✓ Production parfaite et design LTS innovant. Aucune déformation, aucune fissure, aucune bavure : juste la forme idéale.
- ✓ Technologie de cône Système LTS (LiteTouch System)
- ✓ Plage de volume 5 µL – 200 µL
- ✓ Filtre Oui
- ✓ Stérile
- ✓ Volume maximal 200 µL
- ✓ Conditionnement : 960 cônes dans 10 portoirs

Unité de vente :

960 Cônes
