

FICHE TECHNIQUE

Référence	712194
Désignation	Adaptateur pour les 25 ml et les 50 ml enc-10adp



Description :

- ✓ Adaptateur de seringue Encode grand volume
- ✓ De gros volumes en un clin d'œil
- ✓ L'adaptateur permet l'utilisation de seringues Encode de 25 ml et 50 ml avec AutoRep E Accélérez avec précision les longues séries de pipetage
- ✓ La conception légère et ergonomique élimine pratiquement toutes les forces qui contribuent aux microtraumatismes répétés rencontrés dans le pipetage multi-distribution.

Unité de vente :

10 Adaptateurs
