

FICHE TECHNIQUE

Référence	712195
Désignation	Adaptateur pour les 25 ml et les 50 ml stérile enc-adp



Description :

- ✓ Adaptateur seringue grand volume Encode
- ✓ De gros volumes en un clin d'œil
- ✓ L'adaptateur permet l'utilisation de seringues Encode de 25 ml et 50 ml avec AutoRep E
- ✓ Accélérez avec précision les longues séries de pipetage
- ✓ La conception légère et ergonomique élimine pratiquement toutes les forces qui contribuent aux microtraumatismes répétés rencontrés dans le pipetage multi-distribution.
- ✓ Volume 50 ml
- ✓ Sans filtre
- ✓ Stérile

Unité de vente :

5 Adaptateurs
