

## Notation produit / *Product Rating*

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
712364	POINTE LQR-20SLR LIQUIDATOR 96 LTS 20µl FAIBLE RET STERILE RACK 96x10	RAININ

### Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

### Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Sa composition réduit de 20% la quantité de plastique par rapport à la version précédente. Les étiquettes sont remplacées par des impressions au laser pour éviter les déchets bi-matières difficiles à recycler.

*This product is made 100% with renewable energy. It uses 20% less plastic than previous version, and product labels have been replaced with laser printed information to avoid dual material waste that is difficult to recycle.*

### Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

*The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.*

### Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

*The product is manufactured in the United-States.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)