

FICHE TECHNIQUE

Référence	712824
Désignation	Support chargeur Smartstand 4 positions avec fonction



Description :

- ✓ SmartStand™ est un système de gestion des parcs de pipettes intelligent et facile à utiliser, conçu pour les laboratoires qui souhaitent réduire les coûts liés aux non-conformités, gérer la mise en conformité de manière proactive et gagner du temps dans la tenue des registres.
- ✓ Gestion proactive de la mise en conformité
- ✓ Système automatisé et personnalisable pour gérer de façon proactive la maintenance, l'étalonnage et les vérifications périodiques des performances des pipettes.
- ✓ Gain de temps dans la tenue des registres et la génération des rapports
- ✓ SmartStand affiche les données de maintenance des pipettes Rainin XLS et s'intègre à PipetteX™ pour former un système complet de suivi et de création de rapports.
- ✓ Nombre d'emplacements de pipettes : 4 (manuel ou électronique)
- ✓ Configuration du support Support; Hang-Up™
- ✓ Connectivité Bluetooth; USB-mini
- ✓ Capacité de chargement E4™ XLS(+)
- ✓ Logiciel connexe PipetteX - Gestion des parcs de pipettes

Unité de vente :

1 Support chargeur