

FICHE TECHNIQUE

Référence	712826
Désignation	Kit étagère pour support smartstand



Description :

- ✓ Kit de fixation pour SmartStand SCS et SCS-B. Idéal pour les applications sur étagère. Soutient facilement la tête du SmartStand avec 4 pipettes.
- ✓ Installation pratique sur une étagère
- ✓ SmartStand se fixe rapidement sur une étagère
- ✓ Installation semi-fixe
- ✓ Peut être installé à un autre emplacement, vis de fixation
- ✓ Robuste
- ✓ Soutient facilement la tête du SmartStand avec 4 pipettes sur n'importe quelle étagère.
- ✓ Kit contenant 1 support + 1 pince pour étagère

Unité de vente :

1 Kit étagère
