

Notation produit / Product Rating

| Référence / Part number | Désignation / Designation | Marque / Brand |
|-------------------------|---|----------------|
| 712837 | POINTES LTS 300 µL SUR TERRARACK STERILE PORTOIRS A CHARNIERES x8x96 | RAININ |

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Ce produit est fabriqué à 100% avec de l'énergie renouvelable. En remplaçant le polypropylène des racks par du PET, les quantités de plastique et de CO₂ sont réduites de 50%. Ce produit est plus léger et permet une réduction de 80% des déchets par rapport aux supports équivalents.

This product is made 100% with renewable energy. By replacing the polypropylene in the racks with PET, the quantities of plastic and CO₂ are reduced by 50%. This product is lighter and allows an 80% reduction in waste volume compared to similar products.

Emballage / Packaging

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)