

Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i> | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 712899 | POINTES 20µl POUR LIQUIDATOR 96 LQR-20S EN RACK STERILE x960 | RAININ |

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Ce produit est fabriqué avec 100% d'énergie renouvelable. Sa composition réduit de 20% la quantité de plastique par rapport à la version précédente. Les étiquettes sont remplacées par des impressions au laser pour éviter les déchets bi-matières difficiles à recycler.

This product is made 100% with renewable energy. It uses 20% less plastic than previous version, and product labels have been replaced with laser printed information to avoid dual material waste that is difficult to recycle.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est composé de cellulose, de carton et d'un film rétractable HDPE, qui sont recyclables dans les flux de recyclage classiques.

The product packaging is made of cellulose, cardboard and HDPE shrink wrap, which are all recyclable in general recycling stream.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe aux Etats-Unis.

The product is manufactured in the United-States.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Rainin](#)