

Notation produit / Product Rating

Référence / Part number	Désignation / Designation	Marque / Brand
713152	RESERVOIR A REACTIF CLEARLINE 25ml NON STERILE x100	ClearLine

Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

Fabrication / Production

Le design de ces pointes de pipettes a été optimisé de manière à réduire l'utilisation de matière première, ainsi les parois sont plus fines. Cela permet d'économiser 14% de plastique par rapport à une pointe classique. Les racks utilisent 30% de plastique en moins que les modèles précédents.

Thin wall tips are designed to use less raw material, using 14% less plastic than standard tips. The racks use 30% less plastic than previous version.

Emballage / Packaging

L'emballage carton de ce produit est certifié FSC et recyclable.

The cardboard packaging is FSC certified and recyclable.

Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe au Mexique et l'acheminement se fait par bateau.

The product is manufactured in Mexico, and is sent via ocean freight.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)