

**FICHE TECHNIQUE**

**REFERENCE : 713159**



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.

**Réservoirs à réactif CE-IVD ClearLine®**

**Caractéristiques :**

- ✓ Réservoirs en polystyrène blanc
- ✓ Certifiés CE-IVD
- ✓ Becs verseurs aux 4 coins
- ✓ Fond en V
- ✓ Gradués
- ✓ Stérile
- ✓ RNase / DNase free, exempts d'ADN humain et de pyrogènes
- ✓ Volume : 50 ml
- ✓ Dimensions int. : 117 x 49 x 23 mm
- ✓ Dimensions ext. : 145 x 82 x 27 mm

**Unité de vente :**

100 Réservoirs