

**FICHE TECHNIQUE****REFERENCE :****713181B**

La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.




Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

**Pointes XTip4 ClearLine pour pipettes Rainin LTS**

- ✓ Pointes compatibles avec les micropipettes LTS
- ✓ Pas de formation de goutte à l'extrémité de la pointe
- ✓ FlexFit : Flexibilité du cône facilitant le chargement
- ✓ Fonction StarStop : pointes toujours éjectées avec la même force
- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration



## FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

**713181B**



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité fixées par les directives européennes.



Certificat attestant de la conformité des produits pour l'utilisation en technique d'In Vitro Diagnostic (IVD).

Référence	713181B
Conditionnement	Rack
Volume	20 µl
Filtre	Non
Low Retention	Oui
Stérilité	Oui
Autoclavabilité	Oui

