

## FICHE TECHNIQUE

## REFERENCE :

**713265**



La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



## Pointes ClearLine

- En polypropylène vierge
- Conserver dans un lieu propre, sec, à l'abri de la lumière et à température ambiante
- Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration

### Caractéristique :

- Volume : 1 - 300 µl
- Compatibilité : Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur [www.dutscher.com](http://www.dutscher.com)
- Sur rack Clearline Plus : rack à couvercle à charnières, empilable et avec code couleur
- Graduation : 10, 50, 100, 200µl
- Longueur : 78 mm
- Coloris : Naturel
- Faible rétention : Oui
- Stérile : Oui - par irradiation gamma

### Unités :

8 Racks de 96 pointes

