

FICHE TECHNIQUE

REFERENCE :

713268




La norme ISO8655 garantit que les pointes de pipettes utilisées n'altèrent pas les spécificités techniques de précision et de reproductibilité données par le fabricant.



Pointes ClearLine

- ✓ En polypropylène vierge
- ✓ Conserver dans un lieu propre, sec et à température ambiante
- ✓ Chaque lot est certifié : RNase, DNase free, exempt d'inhibiteur de PCR, d'ADN humain, d'endotoxines, de pyrogènes et d'inhibiteur de PCR
- ✓ Traçabilité : numéro de lot à 5 chiffres, référence, volumétrie des pointes ainsi que leur date d'expiration
- ✓ Pointe type universelle, veuillez vérifier la compatibilité sur www.dutscher.com

Référence	713268
Conditionnement	Recharge pour Multirack
Volume	10 µl
Graduation	2, 5, 10
Longueur	45,34 mm
Couleur	naturel
Filtre	non
Low Retention	non
Stérilité	non
Autoclavable	Oui



Unités :

960 pointes