

Notation produit / *Product Rating*

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i> | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 713301 | RESERVOIR PS 25ml BLANC STERILE /5x10x4 | Neptune |

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

Le design de ces pointes de pipettes a été optimisé de manière à réduire l'utilisation de matière première, ainsi les parois sont plus fines. Cela permet d'économiser 14% de plastique par rapport à une pointe classique. Les racks utilisent 30% de plastique en moins que les modèles précédents.

Thin wall tips are designed to use less raw material, using 14% less plastic than standard tips. The racks use 30% less plastic than previous version.

Emballage / *Packaging*

L'emballage carton de ce produit est certifié FSC et recyclable.

The cardboard packaging is FSC certified and recyclable.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe au Mexique et l'acheminement se fait par bateau.

The product is manufactured in Mexico, and is sent via ocean freight.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)