

## Notation produit / Product Rating

| Référence / Part number | Désignation / Designation   | Marque / Brand |
|-------------------------|---|----------------|
| 713323                  | POINTES XTIP4 300µl LOW RETENTION<br>STERILE EN RECHARGE CLEANPAK x4800 | Biotix         |

### Type de produit / Product category

Consommable / Consumable

### Fabrication / Production

Le design de ces pointes de pipettes a été optimisé de manière à réduire l'utilisation de matière première, ainsi les parois sont plus fines. Cela permet d'économiser 14% de plastique par rapport à une pointe classique. Les racks utilisent 30% de plastique en moins que les modèles précédents.

*Thin wall tips are designed to use less raw material, using 14% less plastic than standard tips. The racks use 30% less plastic than previous version.*

### Emballage / Packaging

L'emballage carton de ce produit est certifié FSC et recyclable.

*The cardboard packaging is FSC certified and recyclable.*

### Expédition / Shipping

Le site de production de ce produit se situe au Mexique et l'acheminement se fait par bateau.

*The product is manufactured in Mexico, and is sent via ocean freight.*

### En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Les marques du groupe Dutscher](#)