

### Désignation

- Accumulateur eutectique 0,6l température +4°C bleu

### Référence

- 714030



Unité de vente : 1

---

### Description

- Plaque eutectique 0,6 l +4 °C - coloris bleu
- Equipements certifiés Medical Device Classe IIa selon la MDR 2017/745
- Conformes avec la réglementation européenne sur le transport international de marchandises dangereuses par route (ADR), par rail (RID), par mer (IMDG), par avion (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Systèmes passifs
- Isolation intérieure en mousse polyuréthane pour un maintien de la température intérieure supérieure à 24 h selon les modèles
- Construction très robuste avec caisses extérieure et intérieure rotomoulées, en polyéthylène, pour une utilisation intensive, quasi insensible aux chocs et chutes
- Système de fermeture résistant et verrouillable par cadenas (non fourni)
- Poignées de transport sur toute la gamme, sangle d'épaule pour les petits modèles
- Containers disponibles soit avec des éléments de refroidissements à remplir d'eau (0,3 l et 0,6 l), soit avec des eutectiques à changement de phase pour maintien de la température à +37 °C, +22 °C, +4 °C ou -32 °C
- Volume : 0,6 l
- Température nominale : +4 °C
- Couleur : Bleu
- Utilisation : + 2 °C > +8 °C Concentré d'érythrocytes
- Volume de remplissage : 280 ml
- Température / durée de préconditionnement : ≤22 °C / >72h / >15 °C

