

Réf. **OTA1001**

Négatoscope Standard, 1 page, 45W

La structure de l'écran est en alliage d'aluminium haute résistance.

Les angles sont protégés par une plaque d'acier, recouverte d'ABS.

Ecran en polymère méthacrylique.

Le corps du négatoscope est en alliage d'aluminium haute résistance.

L'intérieur et l'extérieur sont recouverts d'une poudre projetée antistatique.

Avec un système de fixation pour les radios permettant une pose et une dépose simple, et sans conséquence pour les radios.

Ils peuvent indifféremment se poser ou se fixer sur un mur.

- Luminance moyenne > 2000 cd/m<sup>2</sup>
- Eclairage moyen > 5000 lux
- Tube fluorescent T8
- Dimensions écran : 35.4 x 43.4 cm
- Dimensions extérieures : 56x 44 x 10



## CARACTERISTIQUES

Dispositif médical : Oui    Classe I  
 Marquage : CE

Code barres : 3661040195858  
 Garantie (mois) : 12

## MESURES

Largeur unitaire (cm) : 47,0  
 Longueur unitaire (cm) : 54,5  
 Hauteur unitaire (cm) : 24,0  
 Poids unitaire (kg) :

Largeur conditionnement (cm) : 50,0  
 Longueur conditionnement (cm) : 61,0  
 Hauteur conditionnement (cm) : 15,5  
 Poids conditionnement (kg) : 7,400  
 Quantité (PCB) : 1