


## FICHE TECHNIQUE

Révision 04 – 19 novembre 2012

Numéro de référence : 722201

Désignation du produit : Microtube

Photo :



### COMPOSITION :

Matière : PP (Polypropylène médical), absence de métal lourd

### CARACTERISTIQUES:

Dimension	Longueur : 46.8 mm (+0.3/-0 mm) Diamètre intérieur : 11.3 mm (+0.1/-0 mm) Diamètre extérieur : 8.5 mm (+0.1/-0.0 mm)
Couleur	Transparente
Volume [ml]	2
Graduation	+
Bouchon vissant	Référence compatible 366XXX
Autostabilité	+
Stérilité :	-
Température (résistance) :	-80°C à +121°C
Autoclavable	Oui
Centrifugation:	22000 x g – rotor à angle fixe
Autres spécifications :	A usage unique Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 500/5000