


Désignation

- Ballon d'évaporation en verre DURAN® avec revêtement
- vol. 250 ml - rodage 29/32 - ø corps 81 mm

Référence

- 723981

Unité de vente : 1



Description

- Ballon d'évaporation en verre DURAN® avec revêtement
- Rodage 29/32
- Diamètre du corps : 81 mm
- Pour les évaporateurs rotatifs
- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Forme poire avec col central et joint conique
- Volume : 250 ml

