


Désignation

- Ballon d'évaporation en verre DURAN® avec revêtement
- vol. 1000 ml - rodage 29/32 - ø corps 126 mm

Référence

- 723983

Unité de vente : 1



Description

- Ballon d'évaporation en verre DURAN® avec revêtement
- Rodage 29/32
- Diamètre du corps : 126 mm
- Pour les évaporateurs rotatifs
- En verre borosilicaté DURAN® avec zone de marquage
- Forme poire avec col central et joint conique
- Volume : 1000 ml

