

Fiche technique Labsit4 roulettes blocantes et anneau repose-pieds

Modèle: 9125 Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 |
| | Assise: | H: | 560-810 |
| | | L: | 450 |
| | | P: | 420 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 9,8 |
| | Volume: | m ³ | 0,19 |

**Equipement**

| | | Avantages |
|------------------------------|---|--|
| Caractéristiques laboratoire | Lavable et résistant aux désinfectants Conformité GMP et salles blanches Implantable en laboratoires de classe S1 à S3 Peu de joints et sans espacement (Hygienic-Design). | Pour les laboratoires et zones à hygiène critique de tous types. Implantable en zones médicales, universitaires, pharmaceutiques, technologies biologiques et chimiques. |
| Manipulation | Poignée pratique sur le dossier. Faible poids. Encombrement minimum. | Maximum de mobilité, manipulation simple. |
| Ergonomie | Un seul levier est nécessaire pour adapter le siège à son utilisateur et au poste de travail. | Manipulation intuitive. Grâce à ses flexibilités, Labsit se règle automatiquement. Pas besoin de leviers compliqués. |
| Dossier | Dossier plastique à flexibilité 3D. | Le dossier s'adapte aux mouvements de l'utilisateur et le suit aussi bien vers l'arrière que sur les côtés. L'assise dynamique est ainsi assurée et le corps parfaitement soutenu en toutes positions. Concept automatique intuitif. |
| Surface d'assise | Avant de l'assise flexible. | En position avancée, le bord avant de l'assise s'incline ; les pressions sous les cuisses sont évitées et la circulation sanguine améliorée. |
| Coque d'assise | Au choix bleu (3277), gris (3278), orange (3279) et vert (3280). | Une allure sympathique. La qualité du poste de travail augmente ainsi que la satisfaction de l'utilisateur. |
| Coussin d'assise | Revêtement simili-cuir Magic lavable, entretien facile, résistant aux désinfectants, souple et confortable. Sans PVC, sans phtalates, résistant au sang et à l'urine. Difficilement inflammable suivant EN 1021 parties 1 + 2. Couleur noire. | Les coussins souples et confortables offrent un excellent confort d'assise. Lavables et désinfectables. Sans solvant, souplesse et confort longue durée garantis. |
| Hauteur d'assise | Réglage en hauteur toutes positions 560 - 810 mm. | Grand spectre de réglage. |
| Piètement | Piètement plastique robuste. En option : Piètement aluminium | Grande stabilité et longévité. Valorisation et esthétisme. |
| Anneau repose-pieds | Chromé, réglable en hauteur. | Un soutien sûr grâce à la large surface d'appui. Réglage en hauteur facile. |
| Roulettes/patins | Roulettes bloquantes souples pour sols durs. | Siège fixe lorsqu'il est occupé, mobile vide. |

Fiche technique Labsit4 roulettes blocantes et anneau repose-pieds

Modèle: 9125 Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 |
| | Assise: | H: | 560-810 |
| | | L: | 450 |
| | | P: | 420 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 9,8 |
| | Volume: | m ³ | 0,19 |



Normes

DIN EN ISO 14644-1 Classe de pureté de l'air
 3 Conformité GMP Classe de sécurité
 laboratoire S1 à S3 Absence de substances
 nocives DIN 68 877-1 Certificat GS Sécurité
 Testée Ange Bleu Sanitized Gestion de la
 qualité DIN EN ISO 9001 Gestion
 environnementale DIN EN ISO 14001
 Management environnemental testé EMAS
 Gestion de la sécurité au travail OHSAS
 18001 EcoVadis CSR Rating 2016 Gold
 10 ans de garantie longue durée dont 3 ans
 de garantie totale.

Nombreux certificats d'instituts indépendants Sécurité.

Garantie

Qualité et économie.

Fiche technique Labsit4 roulettes bloquantes et anneau repose-pieds

Modèle: 9125 Simili-cuir

| | | | |
|------------------|----------|----------------|---------|
| Dimensions en mm | Dossier: | H: | 420 |
| | Assise: | H: | 560-810 |
| | | L: | 450 |
| | | P: | 420 |
| Conditionnement | Poids : | kg | 9,8 |
| | Volume: | m ³ | 0,19 |

**Accessoires et options**

Accessoires et options

Marquage individuel simple. Peut être posé/enlevé immédiatement.

Accoudoirs

Accoudoirs plastiques fixes.

Avantages

Attribution à une personne ou à un espace.