

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
724552	SIÈGE LABSIT 3 BLANC SUPERTEC AVEC PATINS REPOSE PIEDS PIÈTEMENT POLYAMIDE	Bimos

**Type de produit / *Product category***

Fourniture / *Furniture*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie de 45% d'énergie renouvelable.

*This product is manufactured with 45% renewable energy.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est fait en carton recyclable, et ses dimensions sont les plus ajustées possibles.

*The product packaging is made from recyclable cardboard and its dimensions are as reduced as possible.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Allemagne.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Bimos \(Groupe Interstuhl\)](#)