

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9142 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18



Equipement

Salles blanches	Pureté de l'air de classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 Pureté de l'air de classe 1 selon la norme US-Fed St. 209E Garnitures scellées par injection de mousse Matériaux adaptés aux salles blanches Mécanismes étanches Surfaces lisses et fermées.
Capacité de décharge électrostatique	Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonnage conducteur Résistance de fuite de 10 ⁶ Ohm Roulettes conductrices.
Dossier	Dossier aux galbes étudiés intégrant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vertébrale et la musculature. Réglage aisé de la hauteur du dossier également en position assise.
Assise	Assise ergonomique aux galbes étudiés. Avec soutien du bassin intégré et rebord d'assise arrondi.
Capitonnage	ESD Cuir synthétique Cuir synthétique ESD de grande qualité (Skaï Tundra) Résistant (produits désinfectants), lavable, facile d'entretien Couleur: noir (2571).
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur en continu (plage de réglage 470 - 610 mm par un vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection).
Mécanisme	Dossier contact-permanent avec inclinaison d'assise. Blocage aisé et rapide Sécurité anti-choc
Piètement étoile	En aluminium poli, résistant aux rayures ou à l'abrasion.
Roulettes / Patins	Roulettes ESD souples, autobloquantes, pour sols durs.
Matériaux	Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.
Normes	DIN EN ISO 14644-1 DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité Système de management de la qualité DIN EN ISO 9001 :2000, Système de management environnemental EMAS selon EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 : 2005.

Avantages

Certification salles blanches. Toute émission de particule est évitée de façon fiable. Tout dépôt de particule est évité de façon fiable.

Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges électrostatiques.

Le soutien de la colonne vertébrale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galbée offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut-être positionnée selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur.

Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise évite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inférieurs.

Le capitonnage offre un excellent confort d'assise. Idéal pour les espaces industriels et les laboratoires.

Très grande amplitude de réglage, ce qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

Le dossier suit en continu tous les mouvements de la partie supérieure du corps et accompagne ainsi toutes les postures. La colonne vertébrale est soutenue dans toutes les positions. Selon le besoin ou la préférence, le dossier peut être bloqué dans une position ou une autre. L'assise peut être inclinée vers l'avant en continu. Ceci permet de contrebalancer le mouvement du bassin. La colonne vertébrale est ainsi soulagée et la posture du dos rond évitée. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lors qu'on débloque une position. Très grande stabilité, solidité et durabilité.

Le siège ne se déplace pas lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur (prévention des accidents).

Respect de l'environnement.

Certifié salles blanches / ESD.

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9142 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18



Garantie

3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée.

Produit de très grande qualité.

DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9142 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18



Accessoires et options

Avantages

Accoudoirs	Accoudoirs en anneau multi-fonctionnels	Accoudoirs	En matière plastique, réglables en largeur (de 20 mm). Réglables en hauteur, largeur et profondeur. Le support est orientable et peut être bloqué.
Accessoires	Repose-pieds circulaire.		Peut être monté par la suite.
Options	Patins champignon ESD		

DOMINIQUE DUTSCHER SAS