

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9145 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18



Equipement

Salles blanches	Pureté de l'air de classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 Pureté de l'air de classe 1 selon la norme US-Fed St. 209E Garnitures scellées par injection de mousse Matériaux adaptés aux salles blanches Mécanismes étanches Surfaces lisses et fermées.
Capacité de décharge électrostatique	Pièces métalliques conductrices, peintes epoxy Capitonage conducteur Résistance de fuite de 10 ⁶ Ohm Roulettes conductrices.
Dossier	Dossier aux galbes étudiés intégrant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vertébrale et la musculature. Réglage aisé de la hauteur du dossier également en position assise.
Assise	Assise ergonomique aux galbes étudiés. Avec soutien du bassin intégré et rebord d'assise arrondi.
Capitonage	ESD Cuir synthétique Cuir synthétique ESD de grande qualité (Skai Tundra) Résistant (produits désinfectants), lavable, facile d'entretien Couleur: noir (2571).
Réglage en hauteur	Réglage en hauteur en continu (plage de réglage 470 - 610 mm par un vérin pneumatique sécurisé et autoportant et son capot de protection).
Mécanisme	Système synchronisé avec réglage de tension du dossier. Blocage aisé et rapide Sécurité anti-choc
Piètement étoile	En aluminium poli, résistant aux rayures ou à l'abrasion.
Roulettes / Patins	Roulettes ESD souples, autobloquantes, pour sols durs.
Matériaux	Tous les matériaux sont recyclables et ne sont pas mélangés.

Avantages

Certification salles blanches. Toute émission de particule est évitée de façon fiable. Tout dépôt de particule est évité de façon fiable.

Capacité de décharge électrostatique supérieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges électrostatiques.

Le soutien de la colonne vertébrale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galbée offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut-être positionnée selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur.

Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise évite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inférieurs.

Le capitonnage offre un excellent confort d'assise. Idéal pour les espaces industriels et les laboratoires.

Très grande amplitude de réglage, ce qui permet d'ajuster le siège pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot protège le vérin pneumatique de toute poussière ou saleté.

L'assise et le dossier accompagnent tous les mouvements. Le système synchronisé adapte automatiquement l'inclinaison de l'assise et du dossier à la posture assise du moment. L'assise dynamique active qui est alors permise détend les muscles, soulage les disques intervertébraux, améliore la circulation sanguine et augmente considérablement les capacités de concentration et le rendement. Le réglage de la tension de l'appui du dossier est personnalisé par un ajustement en continu, en fonction du poids de l'utilisateur. Toutes les manettes de réglages sont intuitives et faciles à utiliser, y compris en position assise. Prévention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lors qu'on débloque une position. Très grande stabilité, solidité et durabilité.

Le siège ne se déplace pas lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur (prévention des accidents).

Respect de l'environnement.

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9145 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440

Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18

Normes

DIN EN ISO 14644-1 DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie testée Santé / Sécurité
Système de management de la qualité DIN
EN ISO 9001 :2000, Système de
management environnemental EMAS selon
EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 : 2005.
3 ans de garantie totale 10 ans de garantie
longue durée.

Garantie



Certifié salles blanches / ESD.

Produit de très grande qualité.

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9145 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	530
	Assise:	H:	490-630
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	17,0
	Volume:	m ³	0,18

**Accessoires et options**

Accoudoirs	Accoudoirs en anneau Accoudoirs multi-fonctionnels
Accessoires	Repose-pieds circulaire.
Options	Patins champignon ESD

Avantages

En matière plastique, réglables en largeur (de 20 mm). Réglables en hauteur, largeur et profondeur. Le support est orientable et peut être bloqué.

Peut être monté par la suite.