

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i> | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 724776 | SIEGE LABSTER 3 SALLE BLANCHE 550-800mm CUIR SYNTH ESD NOIR PATINS MARCHEPIED | Bimos |

Type de produit / *Product category*

Fourniture / *Furniture*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie de 45% d'énergie renouvelable.

This product is manufactured with 45% renewable energy.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait en carton recyclable, et ses dimensions sont les plus ajustées possibles.

The product packaging is made from recyclable cardboard and its dimensions are as reduced as possible.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Allemagne.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Bimos \(Groupe Interstuhl\)](#)