

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9140 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	430
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,18



Equipement

Salles blanches Puret  de l'air de classe 3 selon la norme DIN EN ISO 14644-1 Puret  de l'air de classe 1 selon la norme US-Fed St. 209E Garnitures scell es par injection de mousse Mat riaux adapt s aux salles blanches M canismes  tanches Surfaces lisses et ferm es.

Capacit  de d charge  lectrostatique Pi ces m talliques conductrices, peintes epoxy Capitonage conducteur R sistance de fuite de 106 ? Roulettes conductrices.

Dossier Dossier ergonomique aux galbes  tudi s int grant un soutien lombaire afin de soulager la colonne vert brale et la musculature. R glage ais  de la hauteur du dossier  galement en position assise.

Assise Assise ergonomique aux galbes  tudi s. Avec soutien du bassin int gr  et rebord d'assise arrondi.

Capitonage ESD Cuir synth tique Cuir synth tique ESD de grande qualit  (Ska  Tundra) R sistant (produits d sinfectants), lavable, facile d'entretien Couleur: noir (2571).

R glage en hauteur R glage en hauteur en continu (plage de r glage 470 - 610 mm par un v rin pneumatique s curis  et autoportant et son capot de protection).

M canismes Dossier contact-permanent Blocage ais  et rapide S curit  anti-choc

Pi tement  toile En aluminium poli, r sistant aux rayures ou   l'abrasion.

Roulettes / Patins Roulettes ESD souples, autobloquantes, pour sols durs.

Mat riaux Tous les mat riaux sont recyclables et ne sont pas m lang s.

Normes DIN EN ISO 14644-1 DIN 61340-5-1 DIN 68 877 GS- Ergonomie test e Sant  / S curit  Syst me de management de la qualit  DIN EN ISO 9001 :2000, Syst me de management environnemental EMAS selon EU 761/2001 et DIN EN ISO 14001 : 2005.

Avantages

Certification salles blanches. Toute  mission de particule est  vit e de fa on fiable. Tout d pot de particule est  vit  de fa on fiable.

Capacit  de d charge  lectrostatique sup rieure au niveau requis par la norme DIN EN 61340-5-1. Protection fiable contre les charges  lectrostatiques.

Le soutien de la colonne vert brale et en particulier des lombaires est indispensable. Le dossier et sa large surface galb e offre un soutien lombaire optimal pour une posture dynamique. La zone de soutien lombaire peut  tre positionn e selon la morphologie et la corpulence de l'utilisateur.

Favorise la meilleure posture et une assise dynamique. Le galbe du rebord d'assise  vite tout point de compression qui pourrait bloquer la circulation sanguine dans les membres inf rieurs.

Le capitonnage offre un excellent confort d'assise. Id al pour les espaces industriels et les laboratoires.

Tr s grande amplitude de r glage, ce qui permet d'ajuster le si ge pour 95 % des utilisateurs potentiels. Le capot prot ge le v rin pneumatique de toute poussi re ou salet .

Le dossier suit en continu tous les mouvements de la partie sup rieure du corps et accompagne ainsi toutes les postures. La colonne vert brale est soutenue dans toutes les positions. Selon le besoin ou la pr f rence, le dossier peut  tre bloqu  dans une position ou une autre. Toutes les manettes de r glages sont intuitives et faciles   utiliser, y compris en position assise. Pr vention de l'effet retour. Le dossier ne revient pas brutalement en avant lors qu'on d bloque une position.

Tr s grande stabilit , solidit  et durabilit .

Le si ge ne se d place pas lorsqu'il n'y a pas d'utilisateur (pr vention des accidents).

Respect de l'environnement.

Certifi  salles blanches / ESD.

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9140 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	430
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,18

Garantie 3 ans de garantie totale 10 ans de garantie longue durée.

Produit de très grande qualité.



DOMINIQUE DUTSCHER SAS

Fiche technique Salle Blanche Basic 2 sur roulettes

Modèle: 9140 Simili-cuir

Dimensions en mm	Dossier:	H:	430
	Assise:	H:	470-610
		L:	460
		P:	440
Conditionnement	Poids :	kg	14,5
	Volume:	m ³	0,18

**Accessoires et options**

Accoudoirs Accoudoirs en anneau Accoudoirs multi-fonctionnels

Accessoires Repose-pieds circulaire.

Options Patins champignon ESD

Avantages

En matière plastique, réglables en largeur (de 20 mm). Réglables en hauteur, largeur et profondeur. Le support est orientable et peut être bloqué.

Peut être monté par la suite.