

| Référence / <i>Part number</i> | Désignation / <i>Designation</i>                                    | Marque / <i>Brand</i> |
|--------------------------------|---|-----------------------|
| 724898                         | SIEGE LABSIT 4 TISSU SUPERTEC GRIS<br>PIETEMENT ALUMINIUM ROULETTES | Bimos                 |

**Type de produit / *Product category***

Fourniture / *Furniture*

**Fabrication / *Production***

La fabrication de ce produit bénéficie de 45% d'énergie renouvelable.

*This product is manufactured with 45% renewable energy.*

**Emballage / *Packaging***

L'emballage de ce produit est fait en carton recyclable, et ses dimensions sont les plus ajustées possibles.

*The product packaging is made from recyclable cardboard and its dimensions are as reduced as possible.*

**Expédition / *Shipping***

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Allemagne.

*The product is manufactured in Europe, more precisely in Germany.*

**En savoir plus**

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Le développement durable chez Bimos \(Groupe Interstuhl\)](#)