

## FICHE TECHNIQUE

<b>Référence</b>	725682
<b>Désignation</b>	Pointe 1 000 µl



### Description

- ✓ Description : Pointe Optifit Proline Sartorius Biohitfamily
- ✓ Matériau : polypropylène de qualité supérieure
- ✓ Filtre : non
- ✓ Low retention : non
- ✓ Coloris : bleu

### Certificats

- ✓ Stérile : non, exempt de RNases, DNases et endotoxines
- ✓ Autoclavable : oui

### Caractéristiques techniques

- ✓ Volume : 100 - 1 000 µl
- ✓ Dimensions : (long) 71,5 mm
- ✓ Conditionnement : en vrac "Flexibulk" : conditionnement économique, écologique et de taille réduite permettant une meilleure préhension des pointes

### Unité de vente :

480 Pointes

