


## FICHE TECHNIQUE

Révision 02 – 15 novembre 2006

Numéro de référence : 731101

Désignation du produit : Inoculateur

Photo :



731101

### COMPOSITION :

Matière : Polystyrène, absence de métaux lourd

### CARACTERISTIQUES:

Longueur [mm] : 200

Volume [ $\mu$ l] : 1

Couleur : blanche

Stérilité : + (SAL 10-3)

Basic : Hydrophobic

Température (résistance) : -20°C à +60°C

Autoclavable : -

Durée de vie : 5 ans après le mois de production

Autre spécification : A usage unique

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 50/2000