

Désignation

- Escabeau

Référence

- 731139B

Unité de vente : 1



Description

- Montants en tube d'acier laqué époxy blanc.
- Marches larges antidérapantes.
- L'escabeau se plie facilement (ép. : 3,5 cm), il se glisse aisément derrière une porte.
- Certifié TUV.
- Dimensions : L 48 x P 35 x H 88 cm
- Nombre de marches : 2
- Marches : L 38 x P 26 cm
- Hauteur des marches : 23,5 cm
- Garde-corps : H 50 cm
- Hauteur : 88 cm
- Poids : 4,20 kg
- Charge Utile : 150 kg
- Matière principale : métal

