



## FICHE TECHNIQUE

### INOCULATEUR

DATE DE CREATION : 14/12/2017



### INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : 731170
- Désignation produit : Ensemenceurs / Inoculateur 10 µl, bleu, 200 mm, stérile, sachet de 50
- Application : N/A

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions/volume :
  - o Longueur (mm) : 200
  - o Volume (µl) : 10
- Matériaux : Polystyrène
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans après le mois de production

### TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : -20°C à +60°C



## FICHE TECHNIQUE

### CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 2000
- Sous-conditionnement : 50
- Minimum de vente : 50

### QUALITE

- Normes et certifications : N/A
- Marquage CE : N/A
- Stérilité : + SAL  $10^{-3}$

### INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Couleur : bleue
- Basic : hydrophobic