


FICHE TECHNIQUE

Révision 02 – 15 novembre 2006

Numéro de référence : 731171

Désignation du produit : Inoculateur

Photo :



73117X

COMPOSITION :

Matière : Polystyrène

CARACTERISTIQUES:

Longueur [mm] : 200

Volume [μ l] : 10

Couleur : bleue

Stérilité : + (SAL 10-3)

Basic : Hydrophobic

Température (résistance) : -20°C à +60°C

Autoclavable : -

Durée de vie : 5 ans après le mois de production

Autre spécification : A usage unique

CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 1/600