



FICHE TECHNIQUE

ENSEMENCEUR

DATE DE CREATION : 14/02/2017



INFORMATIONS GENERALES

- Référence Greiner Bio-One : 731180
- Désignation produit : Ensemenceur 200 mm, jaune, stérile, emballage x 50 unités
- Application : idéal pour le prélèvement de colonies individuelles

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Dimensions : longueur 200mm
- Matériaux : Polystyrène, absence de métaux lourd
- Automatisation : N/A
- Usage unique : Oui
- Péréemption : 5 ans après le mois de production

TEMPERATURES

- Température d'utilisation : N/A
- Température de stockage : -20°C à + 60°C



FICHE TECHNIQUE

CONDITIONNEMENT

- Conditionnement : 2000
- Sous-conditionnement : 50
- Minimum de vente : 50

QUALITE

- Normes et certifications : N/A
- Marquage CE : N/A
- Stérilité : + (SAL 10^{-3})

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

- Couleur : jaune
- Basic : hydrophobic