

FICHE TECHNIQUE

Référence	752231
Désignation	Réactif en tube LCK514



Description :

- ✓ Test en cuve LCK
- ✓ Réactifs prédosés pour une sécurité optimale
- ✓ Simple d'utilisation et idéal pour l'évaluation photométrique
- ✓ Mesures précises et fiables
- ✓ Sécurité maximale pour les utilisateurs grâce à son système hermétique et aux faibles quantités de réactifs utilisées
- ✓ Dosage aisé et précis des réactifs
- ✓ Code barre pour une lecture automatique du photomètre et calibration Truecal
- ✓ Différentiation des tests et des plages de mesure par code couleur
- ✓ Conditions de stockage : 15 à 25°C (protection contre la lumière)
- ✓ Plage de mesure : 100 – 2000 mg/L O₂

Unité de vente :

25 Réactifs en tube LCK514