


## FICHE TECHNIQUE

Révision 03 – 15 juillet 2014

Numéro de référence : 754070

Désignation du produit : Microplaques en barrettes

Photo :



### COMPOSITION :

Matière : PS (Polystyrène), absence de métal lourd

### CARACTERISTIQUES:

Quantité par barrettes : 6 x U16  
Profil de puits : fond U  
Dimension : longueur : 127.8 mm (+0.1 / -0.2 mm)  
Largeur : 85.6 mm (+0.1 / -0.2 mm)  
Volume par puits [µl] : Volume total : 312 µl  
Volume de travail : 50 - 280 µl  
Fixation : Microlon® 200  
Moyenne fixation  
Couleur de la barrette : transparente  
Couleur de la structure : blanche  
Stérilité : -  
Température (résistance) : -20°C à +60°C  
Autoclavable : -  
Durée de vie : 4 ans après le mois de production  
Autre spécification : A usage unique  
Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain  
et pyrogens

### CONDITIONNEMENT

Qté par sachet/carton : 10/100