


FICHE TECHNIQUE

Référence	755005
Désignation	Enzymes Biodyne



Description :

- ✓ Enzymes produites stables à température ambiante
- ✓ Une modification génétique : l'ajout du «stability TAG» augmente la demie-vie des polypeptides et ce sur un large panel de températures, sans affecter ou compromettre les propriétés du polypeptide
- ✓ Après conservation à 35 °C, l'enzyme demeure pleinement active
- ✓ Préparation pré-PCR facile, rapide et sans précaution particulière (mise sur glace facultative)
- ✓ Le meilleur rapport qualité/prix du marché
- ✓ Réduction des déchets et de l'impact sur l'environnement (transport sans glace, package plus petits)
- ✓ Enzyme Byondyne FIREpol® 5X Master MIX 7,5 mM 1 ml

Unité de vente :

250 Réactions