

FICHE TECHNIQUE

Référence	755076
Désignation	Hot Firepol GC Master Mix 5x 1 ml



Description :

- ✓ Enzymes stables à température ambiante pendant 30 jours cumulés
- ✓ Une modification génétique, le «stability TAG», augmente la demi-vie des polypeptides sur un large panel de températures sans affecter ni compromettre leurs propriétés
- ✓ Après conservation à 35 °C pendant 30 jours, l'enzyme demeure pleinement active
- ✓ Avantages :
 - Préparation de la réaction facile, rapide et sans besoin de glace
 - Le meilleur rapport qualité/prix du marché
 - Réduction des déchets et de l'impact sur l'environnement (transport sans glace, package plus petits)
- ✓ Spécificités :
 - Enzyme inactivée à température ambiante par voie chimique
 - Activation à 95°C pendant 12-15 min
 - Réduction de l'activité non spécifique liée au mésappariement des primers sur la matrice ou sur eux-mêmes (dimères de primers)
- ✓ Conditionnement : 1 ml

Unité de vente :

1 Hot Firepol GC Master Mix 5x 1 ml