

FICHE TECHNIQUE

Référence	755161
Désignation	Mix qpcr solisfast solisgreen 5x avec rox, 1ml



Description :

- ✓ SolisFAST™ SolisGreen® qPCR Mix (ROX) est une solution concentrée 5X, prête à l'emploi, optimisée pour les tests qPCR rapides, hautement sensibles et reproductibles à base de colorants.
- ✓ Le mélange contient tous les composants nécessaires, à l'exception des amorces, de l'eau sans nucléase et de la matrice d'ADN

Caractéristiques :

- ✓ Volume : 1 ml
- ✓ Stockage à -20 °C jusqu'à la date de péremption
- ✓ Le mélange peut être stocké à +4 °C jusqu'à 6 mois
- ✓ Stabilité à température ambiante (15 - 25 °C) pendant 1 mois
- ✓ Stabilité gel-dégel : 30 cycles
- ✓ Configuration de la réaction : À température ambiante
- ✓ Fabriqué par Solis BioDyne, conformément à la norme ISO 9001 et système de gestion de la qualité certifié ISO 13485.

Unité de vente :

1 Mix QPCR