

FICHE TECHNIQUE

Référence	755173
Désignation	Solution étalon DCO 300 mg/l



Description :

- ✓ Etalon à paramètre unique pour l'assurance qualité analytique (AQA)
- ✓ Description : Solution étalon de DCO, 300 mg/l O₂ (NIST)
- ✓ Concentration : 300 mg/L O₂
- ✓ Paramètres : DCO
- ✓ Plateforme : solution
- ✓ Flacon de 500 ml

Unité de vente :

1 Flacon 500 ml solution étalon DCO 300 mg/l
