



Phosphate, ortho, kit de réactifs 0,23-30,00 mg/l PO₄



Réf. produit: 2244100

▼ Caractéristiques

| | |
|---|-----------------------------------|
| Instrument: | Tous sauf PC II |
| Nombre de tests: | 100 |
| Nom de la méthode: | Acide aminé |
| Numéro de méthode: | 8178 |
| Paramètres: | Phosphore |
| Plage de mesure: | 0,23 - 30,00 mg/L PO ₄ |
| Plateforme: | Solution |
| Shelf Life (days) as of shipment date: | 150 |