


FICHE TECHNIQUE

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

Spécifications

Photo	760107	760180	760160
			
Description	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
Volume	25 ml précision volumétrique +/-2%	25 ml précision volumétrique +/-2%	25 ml précision volumétrique +/-2%
Matière	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, Polyester, absence métaux lourds
Couleur	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
Stérilisation	+ SAL 10 ⁻³	+ SAL 10 ⁻³	+ SAL 10 ⁻³
Graduation	+ 2/10	+ 2/10	+ 2/10
Emballage	En vrac	Papier / plastique	Plastique / plastique
Autres informations	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

Caractéristiques

	760107	760180	760160
Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique		
Température de stockage	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C	-0°C à +40°C
Autoclavable	-	-	-
Centrigugation, max RCF	-	-	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
Autres informations	-	-	-

Conditionnement

Qté sachet / carton	25 / 200	1 / 200	1/200
---------------------	----------	---------	-------