

## FICHE TECHNIQUE

Révision 07 – 13 octobre 2014

Désignation du produit : Pipette sérologique CELLSTAR®

### Spécifications

Photo	710107	710180	710160
			
<b>Description</b>	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®	Pipette sérologique CELLSTAR®
<b>Volume</b>	2 ml précision volumétrique +/-2%	2 ml précision volumétrique +/-2%	2 ml précision volumétrique +/-2%
<b>Matière</b>	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée	PS (Polystyrène), absence de métaux lourds, cotonnée
<b>Couleur</b>	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc	Transparente Coton blanc
<b>Stérilisation</b>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>	+ SAL 10 <sup>-3</sup>
<b>Graduation</b>	+ 1/100	+ 1/100	+ 1/100
<b>Emballage</b>	En vrac	Papier / plastique	Plastique / plastique
<b>Autres informations</b>	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique	Dispositif à usage unique

## Caractéristiques

	710107	710180	710160
Basic	Exemptes de détection DNases et RNases, ADN humain et pyrogens - Matières non cytotoxique		
Température de stockage	-0°C à 40°C	-0°C à 40°C	-0°C à 40°C
Autoclavable	-	-	-
Centrigugation, max RCF	-	-	-
Durée de vie	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production	5 ans après le mois de production
Autres informations	-	-	-

## Conditionnement

Qté sachet / carton	25 / 1000	1 / 1000	1/ 1000
---------------------	-----------	----------	---------