

## FICHE TECHNIQUE

---

<b>Référence</b>	760180
<b>Désignation</b>	Pipette de sérologie



### Description :

- ✓ En polystyrène de haute qualité
- ✓ Haute transparence
- ✓ Idéale pour la culture cellulaire
- ✓ Code couleur normalisé
- ✓ Stérilisée par irradiation gamma
- ✓ Volume 25 ml
- ✓ Pointe fine pour un pipetage précis et confortable sur les volumes 1, 2 et 5 ml
- ✓ Cotonnée avec filtre synthétique hydrophobe
- ✓ Emballage unitaire
- ✓ Graduation 2/10 ml
- ✓ Usage unique
- ✓ Températures d'utilisation : 0 à +40°C
- ✓ Dimensions (Ø x h) 14,3 x 343 mm
- ✓ Ø de sortie 4,77 mm

### Unité de vente :

200 Pipettes de sérologie

---