

Référence / <i>Part number</i>	Désignation / <i>Designation</i>	Marque / <i>Brand</i>
760180	PIPETTE DE SEROLOGIE 25ml EMBALLAGE PAPIER/PLASTIQUE 2/10 STERILE/1 GREINER x200	Greiner

Type de produit / *Product category*

Consommable / *Consumable*

Fabrication / *Production*

La fabrication de ce produit bénéficie d'une réduction de matière première utilisée dans sa composition.

This product is manufactured with less raw material than usual products of the same type.

Emballage / *Packaging*

L'emballage de ce produit est fait à partir de carton recyclé et de plastique pouvant être traité par les voies de recyclages classiques.

The product packaging is made from recycled cardboard and plastic which can be sorted in classical recycling systems.

Expédition / *Shipping*

Le site de production de ce produit se situe en Europe, plus précisément en Autriche.

The product is manufactured in Europe, more precisely in Austria.

En savoir plus

[Le GoGreen chez Dutscher](#)

[Découvrir Greiner Bio-One](#)

[Le développement durable chez Greiner Bio-One](#)