

Films adhésifs ThermalSeal A ClearLine

Application :

PCR

Point fort :


Adhésion supérieure minimisant l'évaporation

Compatible avec :

Plaque tous types de jupe

**Caractéristiques**

Format	Feuille
Languette	Deux languettes détachables
Collerette	Avec collerette
Matériau	Polyester
Type d'adhésif	Acrylique
Perçable	Non
Résistance chimique	Non
Perméable aux gaz	Non
Opacité	Transparent
Coloris	-
Sterile	Non - DNase RNase free
Températures d'utilisation	-40°C à +120°C
Épaisseur du film	50,8 µm
Épaisseur de l'adhésif	41,9 µm
Dimensions (sans languette)	118,1 x 78,3 mm

**Unité : 100 feuilles**