

Films adhésifs AlumaSeal ClearLine

Spécialement conçu pour le stockage à -80°C


Excellentes propriétés contre l'évaporation

Facilement perforable avec des pointes de micropipette ou des sondes robotiques pour la récupération d'échantillons

Non recommandé pour la PCR

Spécification :

- ✓ Matière du film : aluminium
- ✓ Epaisseur : 50 µm
- ✓ Matière de l'adhésif : acrylic
- ✓ Languelette non perforée (9.5mm)
- ✓ Dimensions : 82.6 x 132.6 mm
- ✓ Température d'utilisation : -80°C to +120°C
- ✓ DNase-, RNase- free
- ✓ Stérile



Unités :

50 films