

Gel Packs Nylon / 0°C Gels eutectiques souples

PRESENTATION

Nos Gel Packs sont des gels eutectiques souples à base d'eau permettant de maintenir la chaîne du froid de vos produits thermosensibles pendant leur transport.

Nos Gel Packs sont non-toxiques, non-dangereux et biodégradables.

C'est une solution économique et très facile à utiliser : vous congélez vos gel packs à plat jusqu'à ce qu'ils soient rigides et vous les insérez directement ou avec un temps d'attente dans vos contenants isothermes.



FABRICATION ET OPTIONS POSSIBLES

Cryopak porte une attention toute particulière à la qualité de ses gel packs : chaque gel est vérifié manuellement afin d'en vérifier la conformité.

Nous imprimons gratuitement les Gel Packs sous condition de volumes avec votre logo ou inscriptions afin de communiquer sur votre marque ou votre entreprise (nous consulter).

Les gels sont livrables en bacs plastique consignés plutôt que dans des cartons pour une solution plus durable.

Vous pouvez vous faire livrer vos Gel Packs déjà congelés : ils sont ainsi prêts à l'emploi (service payant, nous consulter).

NOS GEL PACKS NYLON

Référence	Description (+/-10%)	Dimensions (+/-10%)	Unités par carton	Unités par palette
FFGEL0030	Gel Pack 250g	16 x 15,5 x 2 cm	48	1440
FFGEL0031	Gel Pack 500g	18 x 15,5 x 2 cm	30	900
FFGEL0032	Gel Pack 1Kg	27 x 15,5 x 3 cm	12	480
Gels non-standards	Nous consulter	Nous consulter	A confirmer	A confirmer

Gel Packs Nylon / 0°C

Gels eutectiques souples



GEL PACKS TISSÉS

Nos Gel Packs tissés sont des gels eutectiques souples à base d'eau permettant de maintenir la chaîne du froid de vos produits pendant leur transport.

Ils possèdent la particularité d'être revêtus d'un film nylon tissé qui absorbe la condensation pouvant se créer dans l'emballage.

Nos Gel Packs tissés sont non-toxiques, non-dangereux et biodégradables. C'est une solution économique ; plutôt à usage unique.

Les Gel Packs tissés ne peuvent pas être imprimés pour des raisons de rendu qualité.



Référence	Description (+/-10%)	Dimensions (+/-10%)	Unités par carton	Unités par palette
FFGEL0033	Gel Pack Tissé 250g	16 x 15,5 x 2 cm	42	1260
FFGEL0034	Gel Pack Tissé 500g	18 x 15,5 x 2 cm	24	720
FFGEL0035	Gel Pack Tissé 1Kg	27 x 15,5 x 3 cm	12	360
<i>Gels non-standards</i>	<i>Nous consulter</i>	<i>Nous consulter</i>	<i>A confirmer</i>	<i>A confirmer</i>



GEL PACK NYLON MÉLAMINE

Notre Gel Pack en nylon mélaminé possède la particularité d'être revêtu d'un film haute résistance qui optimise sa solidité et sa réutilisation. Il est gratuitement personnalisable avec votre logo ou vos inscriptions sous condition de volumes.

Son format carré permet d'obtenir une meilleure forme du gel à la congélation, une plus grande facilité d'insertion dans l'emballage et une meilleure diffusion du froid sur la surface des produits à maintenir sous chaîne du froid.



Référence	Description (+/-10%)	Dimensions (+/-10%)	Unités par carton	Unités par palette
FFGEL0042	Gel Pack Mélaminé 1Kg	23 x 20 x 3 cm	12	480

NOS CLIENTS COMMANDENT ÉGALEMENT :

Ice Packs : plaques eutectiques
ou pains de glace



KI : indicateur
électronique de
température

Cryo-Xpress : emballages isothermes
en polystyrène assemblé



Gel Packs -21°C :
poche eutectique froid négatif



Cryo-Rpop : emballages isothermes
en polystyrène moulé



iMini USB PDF : sonde de
température USB jetable

