

Désignation

- Tube 2,5 ml PAXgene pour stabilisation ADN intracellulaires - bouchon blanc translucide

Référence

- 761165



Unité de vente : 100

Description

- Pour la stabilisation l'ADN
- Prélèvement sécurisé et standardisé
- Certifiés CE/IVD
- Compatibles avec les applications sensibles : RT-qPCR, NGS, méthylation...Le bouchon bleu et la couleur de l'étiquette identifient le tube pour les tests ADN
- Code-barres 2D
- Certifié CE
- Capacité : 2.5mL
- Couleur de bouchon : Bleu foncé
- Longueur : 75 mm
- Diamètre interne : 13mm
- Matériau du tube : Plastique
- Type de fermeture BD Hemogard™
- Anticoagulant K2EDTA
- Stérilisation : Radiation 10-6 SAL, ISO11137-1
- À utiliser avec Tests ADN DIV

